

## Spirit™

300, 600 e 1200

# L'ARTE DELL'OSSIGENO

### Comfort e convenienza

Le unità portatili di ossigeno liquido Spirit di CAIRE sono studiate per massimizzare il comfort, la comodità e la deambulazione dei pazienti. Dotati di una gradevole custodia con finitura in cuoio, i modelli Spirit offrono al paziente una terapia portatile di ossigeno di lunga durata. Grazie a leggerezza, comodità e a un design gradevole, le unità portatili Spirit sono la nuova dimensione della libertà del paziente.

Tutti i modelli Spirit sono dotati di un dispositivo digitale elettronico integrato per la conservazione dell'ossigeno (DOCD) che offre ad ogni respiro volume di gas ad impulsi impostati. Il DOCD estende la durata dell'ossigeno in base alle impostazioni, consentendo dimensioni ridotte e leggerezza per l'unità. Il DOCD è alimentato da doppie batterie C a lunga durata, facili da sostituire. La singola manopola di controllo è di facile utilizzo e la morbida custodia migliora il comfort e la fiducia del paziente.

Disponibili nelle opzioni carico laterale e superiore, le unità portatili Spirit sono facili da caricare. La procedura di riempimento in un'unica fase dura meno di un minuto, senza rumori e senza bisogno di alimentazione.

### CARATTERISTICHE

- △ Il design piccolo e leggero permette uno stile di vita più attivo.
- △ Facile da trasportare
- △ Portata selezionabile da 1-5 LPM e impostazione di flusso continuo
- △ Garantisce 7-28 ore di utilizzo a 2 LPM
- △ Disponibile con carica laterale o superiore
- △ Custodia morbida e comoda



## Spirit™

300, 600 e 1200



### Specifiche prodotto

	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200
Capacità ossigeno liquido	0,36 Kg	0,68 kg	1,36 kg
Capacità gassosa equivalente	275 l	516 l	1026 l
Peso, vuoto	1,6 kg	1,86 kg	2,27 kg
Peso, pieno	1,95 kg	2,54 kg	3,63 kg
Altezza	223 mm	292 mm	335 mm
Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM 16 BPM modalità su richiesta	9 ore	17 ore	34 ore
Pressioni di esercizio	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)	20 psi (137 kPa)
Tasso normale di evaporazione (NER)	0,54 kg/giorno	0,54 kg/giorno	0,54 kg/giorno
Flussi standard equivalenti	Domanda: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 4, 5, CF*	Domanda: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 4, 5, CF*	Domanda: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 4, 5, CF*

\* Il flusso continuo (CF) è a 2 LPM

### Informazioni per l'ordine\*

#### Descrizione

Spirit 300 SF

Spirit 300 TF

Spirit 600 SF

Spirit 600 TF

Spirit 1200 SF

Spirit 1200 TF

#### Accessori

Cintura porta-Spirit

Prolunga per cintura porta-Spirit

Tracolla porta-Spirit

Borsa 18x10 cm

Borsa grande 18x20 cm

#### Codice articolo

13103130

13104204

13104167

13100107

11940532

11940233

11843361

11843396

13234703

11843370

11843388

\* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti.

CAIRE, Inc.  
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500  
Ball Ground, GA 30107 (USA)  
Tel. +1-770-721-7759 • Numero verde +1-800-482-2473  
Fax +1-770-721-7758

Chart BioMedical Ltd.  
Unit 6, Ashville Way  
Wokingham,  
Berkshire, RG41 2PL  
Tel.: +44(0) 1344 403100 • Fax: +44(0) 0118 9799245