

FÜR EINE BESSERE VERSORGUNG DER PATIENTEN

Spirit™ 300, 600 & 1200

DIE KUNST DER SAUERSTOFFVERSORGUNG

Komfort und Anwenderfreundlichkeit

Die tragbaren CAIRE Spirit Flüssigsauerstoffgeräte sollen den Patientenkomfort, die Anwenderfreundlichkeit und die Mobilität verbessern. Die Spirit-Modelle werden in einem Ledergehäuse geliefert und bieten Patienten, die auf Sauerstoffversorgung angewiesen sind, eine mobile Therapie mit langen Laufzeiten. Mit ihrem leichten und komfortablen Design in attraktiver Optik bieten die Spirit-Modelle eine neue Dimension der Patientenfreiheit.

Alle Spirit-Modelle verfügen über ein eingebautes digitales Sauerstoff-Dosiersystem (kurz DOCD), das bei jedem Atemzug die eingestellte Menge Sauerstoff verabreicht. Das DOCD steigert die Mobilität und somit auch die Lebensqualität. Es wird durch langlebige, handelsübliche und leicht auszuwechselnde Dual-C Batterien mit Strom versorgt. Der einfach zu bedienende Einstellregler ist für den Patienten benutzerfreundlich, während die weiche Schutzhülle hohen Tragekomfort bietet.

Die Spirit-Modelle sind als Side- oder Topfill-Ausführung erhältlich und leicht zu befüllen. Das geräuschlose Füllverfahren, das aus einem einzigen Arbeitsschritt besteht, ist in weniger als einer Minute abgeschlossen.

PRODUKTMERKMALE

- △ Klein und handlich
- △ Leichte Tragbarkeit
- △ Wählen Sie zwischen 5 Stufen (ml-bolus) und einer kontinuierlichen Sauerstoffzufuhr
- △ Liefert bei 2 l/min eine Nutzungsdauer von 7 - 28 Stunden
- △ Erhältlich als Side- oder Topfill-Ausführung
- △ Bequeme Tragetasche



Rufen Sie unter (0) 202 739 55409 an und bestellen Sie!


CAIRE[®]
SEQUAL[®]
www.CAIRE-SeQual.com

Spirit™ 300, 600 & 1200



Produktdaten

	Spirit 300	Spirit 600	Spirit 1200
LOX-Kapazität	0,79 lb (0,36 Kg)	1,5 lb (0,68 kg)	3,0 lb (1,36 kg)
Gasförmiges Füllvermögen	275 l	516 l	1026 l
Leergewicht	3,5 lb (1,6 kg)	4,1 lb (1,86 kg)	5,0 lb (2,27 kg)
Gewicht in gefülltem Zustand	4,3 lb (1,95 kg)	5,6 lb (2,54 kg)	8,0 lb (3,63 kg)
Höhe	8,8" (223 mm)	11,5" (292 mm)	14,0" (335 mm)
Typische Nutzungsdauer bei Stufe 2 und bei 16 Atemzügen pro Minute und einer bedarfsorientierten Zufuhr	9 Stunden	17 Stunden	34 Stunden
Betriebsdruck	20 psi (1.37 bar)	20 psi (1.37 bar)	20 psi (1.37 bar)
Eigenverdampfungsrate	1,2 lb/Tag (0,54 kg/Tag)	1,3 lb/Tag (0,54 kg/Tag)	1,3 lb/Tag (0,54 kg/Tag)
1-5 Stufen (ml) und Backupmodus	Stufen: 1, 1,5, 2, 3, 4, 5 2 LPM CF*	Stufen:1, 1,5, 2, 3, 4, 5 2 LPM CF*	Stufen:1, 1,5, 2, 3, 4, 5 2 LPM CF*

* Die kontinuierliche Zufuhr (CF) beträgt 2 l/min

Bestellinformationen

Beschreibung

Spirit 300 SF

Spirit 300 TF

Spirit 600 SF

Spirit 600 TF

Spirit 1200 SF

Spirit 1200 TF

Zubehör

Gürteltasche

Gürtelverlängerung

Schulterriemen

Kleine Zubehörtasche

Große Zubehörtasche

Artikelnummer

11741277

11741322

13103105

13040950

12944586

11897386

11843361

11843396

13234703

11843370

11843388