

Crear mejores resultados con pacientes

Spirit™ 300, 600 y 1200

EL ARTE DEL OXÍGENO

Práctico y cómodo

Los equipos portátiles de oxígeno líquido de CAIRE están diseñados para maximizar la comodidad y movilidad del paciente y, además, son prácticos. Los modelos Spirit se presentan en un estuche atractivo con acabados de cuero y permiten al paciente medio con terapia de oxígeno una mayor duración de su actividad móvil. Gracias a su peso ligero y diseño cómodo y atractivo, los equipos Spirit suponen una nueva dimensión en la libertad del paciente.

Todos los modelos Spirit incorporan un dispositivo de conservación de oxígeno digital (DOCD, por sus siglas en inglés), que administra un volumen de gas establecido en cada respiración. El DOCD aumenta la duración del oxígeno por ajuste, a la vez que permite que la unidad tenga un tamaño general pequeño y poco peso. El DOCD recibe la alimentación de pilas de dos celdas C de alta duración, que son fáciles de sustituir. El único mando de control es fácil de usar, intuitivo y, gracias a su estuche suave, aumenta la comodidad y confianza del paciente.

Al estar disponibles las opciones de llenado lateral y superior, los modelos Spirit son fáciles de llenar. El procedimiento de llenado consiste en un paso que se lleva a cabo en menos de un minuto, no necesita alimentación eléctrica y es silencioso.

CARACTERÍSTICAS:

- △ El diseño pequeño y ligero permite un estilo de vida más activo.
- △ Transporte fácil.
- △ Tasas de flujo seleccionables entre 1 y 5 LPM y opción de flujo continuo.
- △ Ofrece entre 7 y 28 horas de uso a 2 LPM.
- △ Disponible con compatibilidad con llenado lateral y llenado superior.
- △ Cómodo estuche blando.



Llame al 44(0) 1344 403100 para realizar su pedido.


CAIRE
SEQUAL
www.CAIRE-SeQual.com

Spirit™ 300, 600 y 1200



Especificaciones del producto

| | Spirit 300 | Spirit 600 | Spirit 1200 |
|--|--|--|--|
| Capacidad de oxígeno líquido: | 0,36 kg (0,79 libras) | 0,68 kg (1,5 libras) | 1,36 kg (3,0 libras) |
| Capacidad gaseosa equivalente | 275 L | 516 L | 1026 L |
| Peso (vacío) | 1,6 kg (3,5 libras) | 1,86 kg (4,1 libras) | 2,27 kg (5,0 libras) |
| Peso (lleno) | 1,95 kg (4,3 libras) | 2,54 kg (5,6 libras) | 3,63 kg (8,0 libras) |
| Altura | 223 mm (8,8 in) | 292 mm (11,5 in) | 335 mm (14,0 in) |
| Tiempo de uso típico a 2 LPM 16 BPM en modo demanda | 9 horas | 17 horas | 34 horas a |
| Presión de funcionamiento | 20 psi (137 kPa) | 20 psi (137 kPa) | 20 psi (137 kPa) |
| Tasa de evaporación normal | 0,54 kg/día (1,2 libras/día) | 0,54 kg/día (1,3 libras/día) | 0,54 kg/día (1,3 libras/día) |
| Rango de control de flujo estándar | Demanda: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 4; 5; FC* | Demanda: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 4; 5; FC* | Demanda: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 4; 5; FC* |

* El flujo continuo (FC) es 2 LPM

Información de pedidos*

| Descripción | Número de referencia |
|---------------------------|----------------------|
| Spirit 300 SF | 13103130 |
| Spirit 300 TF | 13104204 |
| Spirit 600 SF | 13104167 |
| Spirit 600 TF | 13100107 |
| Spirit 1200 SF | 11940532 |
| Spirit 1200 TF | 11940233 |
| Accesorios | |
| Paquete de cinturón | 11843361 |
| Extensión para la cintura | 11843396 |
| Cinta para el hombro | 13234703 |
| Bolsa 7" x 4" | 11843370 |
| Bolsa grande 7" x 8" | 11843388 |

* Los números de catálogo reflejan los números de componente en inglés de EE. UU. Para ver los números de componentes específicos de idiomas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
Tel. 770-721-7759 • Llamada gratuita 1-800-482-2473
Fax 770-721-7758

Chart BioMedical Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL
Tel.: +44(0) 1344 403100 • Fax: +44(0) 0118 9799245